

INDIBA[®]
revitalizing lives





INDIBA® es líder mundial en tecnología de radiofrecuencia

INDIBA® está presente en los centros de belleza y bienestar más prestigiosos del mundo, con más de 30.000 equipos vendidos en el mercado. Desde 1983, nuestra tecnología es la referencia en tratamientos de radiofrecuencia para los profesionales de la belleza y bienestar a nivel mundial.

**Potencia
tu belleza**

INDIBA® Experience

Tratamientos
agradables, seguros y personalizados

+

Resultados visibles
desde las primeras sesiones

+

Metodología única

+

Máxima precisión

+

Formación exclusiva

+

Tú

Somos millones de fans de la belleza
en todo el mundo. **¿Te apuntas?**



Única Frecuencia
448 kHz




Más de 39 años
de experiencia



+30k equipos
en todo el mundo

Contenidos


Nuestra historia	4-5
Nuestra tecnología	6-9
Nuestros tratamientos	10-11
Rejuvenecimiento facial	12-13
Contorno corporal	14-15
Reafirmación	16-17
Rejuvenecimiento corporal	18-19
Tratamientos capilares	20
Bienestar	21
Resultados contrastados	22-23
Formación. INDIBA® Academy	24-25
Equipos y accesorios INDIBA®	26-27



**INDIBA®
Academy**



**Mentorship
program**



**Extensa biblioteca
de estudios clínicos**



**Tecnología segura
y eficaz**


Nuestra historia

En 1983 José Calbet empezó a investigar sobre corrientes electromagnéticas en aplicaciones terapéuticas creándose así el primer equipo INDIBA®. Anteriormente conocido como CET, TEC o TECAR y posteriormente como tratamiento TECARTERAPIA. Hoy en día la comunidad científica nos referencia como CRET (Capacitive Resistive Electric Transfer) o RMCRET (Radiofrecuencia Monopolar Capacitiva Resistiva).

Desde ese primer equipo hemos continuado desarrollando nuestra tecnología alrededor de 0.5MHz hasta que finalmente, gracias a la investigación científica hemos conseguido definir la frecuencia más estable y eficaz del mercado en térmicos biológicos a 448 kHz.

Durante más de 39 años hemos perfeccionado nuestra tecnología y finalmente con 12 patentes y el desarrollo de más de 30 modelos diferentes a lo largo de la historia nuestra tecnología ha sido reconocida y premiada internacionalmente.

Evolución tecnológica



Medalla de oro
"Exposición internacional de invención"
Ginebra



Medalla de plata
"Exposición de invención Eureka"
Bruselas



Medalla de oro
"Exposición Internacional de Inventalia"
Madrid



Medalla de oro
"Premios Europeos de Diseño industrial"
Budapest




Medalla de oro
"Premios de estética y medicina estética"
Sofía



Nuestra tecnología


INDIBA® aumenta la temperatura del tejido y la actividad celular, potenciando la síntesis de colágeno y elastina y mejorando el flujo sanguíneo. El tejido se estimula y se oxigena desde el interior, gracias a nuestro Proionic® System

La clave de
INDIBA®



La avalada tecnología de INDIBA® fomenta la función celular sana y la revitalización a través de la radiofrecuencia. INDIBA® trabaja a una frecuencia específica de 448 kHz, lo que provoca efectos térmicos y sub-térmicos, logrando resultados desde la primera sesión.

Nuestro Proionic® System, utiliza tecnología capacitiva-resistiva (CAP-RES) para bioestimular, vascularizar e hiperactivar el tejido, generando una serie de beneficios clave:



BIOESTIMULACIÓN SUBTERMIA

• activa el metabolismo de las células, aumenta la circulación sanguínea y activa los fibroblastos

VASCULARIZACIÓN TERMIA

• dilata los vasos sanguíneos, aumenta el flujo sanguíneo, oxigena los tejidos y las células, aumenta el metabolismo celular y favorece el drenaje

HIPERACTIVACIÓN HIPERTERMIA

• descompone los depósitos de grasa, detoxifica estimulando el drenaje de toxinas, aumenta el metabolismo celular y estimula la producción de colágeno y elastina



INDIBA® es la tecnología más eficaz para los profesionales de la belleza y bienestar y los resultados, seguridad, efectividad y versatilidad de nuestra tecnología, se han demostrado en numerosos estudios científicos.

INDIBA®

Nuestra tecnología



Desarrollada por ingenieros, diseñada para ti



SEGURA

El equipo detecta cuando el electrodo está en contacto con la piel



FÁCIL DE UTILIZAR

Electrodos adaptados a la zona de tratamiento



ROBUSTA

Alta calidad en todos los materiales y componentes



PRECISA

Tanto en la señal eléctrica como en la administración de la energía



PROTOCOLOS DE APLICACIÓN VALIDADOS Y PERSONALIZABLES

Guías de práctica avaladas por expertos, para unos resultados contrastados, homogéneos y reproducibles



VERSÁTIL

Amplia oferta de accesorios para diferentes zonas faciales, corporales y capilares



DISEÑO DE VANGUARDIA

Diseño innovador con los mejores materiales.



CELL BOOST TECHNOLOGY (PATENTADA*)

La tecnología Cell Boost optimiza los efectos del método INDIBA®, intensificando y potenciando los resultados del tratamiento



TURBO MAX TECHNOLOGY**

La tecnología TURBO MAX hace que la temperatura del tejido aumente inmediatamente, acelerando el proceso de alcanzar la hipertermia requerida

*Patente: (Nº:2 658 762 / ES 2 658 762 B1)

**Sólo disponible en EDNA PRO MAX

Nuestros tratamientos

Los tratamientos con INDIBA® son totalmente seguros, indoloros y agradables. Además, son rápidos y efectivos con resultados visibles desde la primera sesión.

Nuestra tecnología puede ser utilizada para:

EDNA ONE	EDNA PLUS • EDNA PRO MAX
Rejuvenecimiento facial	Rejuvenecimiento facial
Rejuvenecimiento corporal	Rejuvenecimiento corporal
Reafirmación	Reafirmación
Tratamientos capilares	Remodelación corporal
Tratamientos SPA	Tratamientos capilares
	Tratamientos de SPA y Bienestar
	Reducción de celulitis

Contraindicaciones

- Marcapasos u otro tipo de implantes electrónicos
- Embarazo
- Tromboflebitis
- Solo para uso externo



Rejuvenecimiento facial

El paso del tiempo, la contaminación, el sol... son factores que aceleran el envejecimiento celular, especialmente del rostro, expuesto a las agresiones externas.

INDIBA® ayuda a regenerar las fibras de colágeno y elastina, rellenando la piel, disminuyendo las arrugas y mejorando los signos del envejecimiento.

Una solución efectiva que:

- Reduce las arrugas y líneas de expresión
- Mejora la hidratación y luminosidad de la piel
- Aumenta la elasticidad
- Tensa los párpados y levanta las cejas caídas
- Mejora el área alrededor de los ojos (bolsas, ojeras y arrugas)



Contorno corporal

**Combate
la celulitis y
reduce la grasa**



INDIBA® también es muy eficaz en tratamientos corporales. Nuestra tecnología no invasiva es ideal para combatir la celulitis y reducir grasa corporal.

Los tratamientos con INDIBA® ayudan a reequilibrar las células, aumentan la temperatura interna y activan el metabolismo, lo que permite eliminar grasa y celulitis sin dañar el tejido.

Nuestros tratamientos también ayudan a prevenir la nueva formación de grasa en las áreas tratadas.

Reafirmación

La edad, los cambios de volumen o la falta de ejercicio pueden hacer que la piel pierda firmeza y se vuelva más flácida.

Gracias a nuestra tecnología INDIBA®:

- Las células vuelven a sintetizar colágeno y elastina
- Mejora la elasticidad
- Se aumenta la firmeza de la piel





Rejuvenecimiento corporal

El paso del tiempo es inevitable, y sus signos de envejecimiento se manifiestan en todo el cuerpo. Gracias a INDIBA® y su exclusiva radiofrecuencia de 448 kHz, podemos tratar de forma global para suavizar los efectos del envejecimiento y restaurar la juventud.

Una solución efectiva que:

- Genera un efecto tensor
- Mejora la hidratación y luminosidad de la piel
- Aumenta la elasticidad



INDIBA® se puede usar para tratar cualquier zona corporal, incluidas áreas específicas como pies, manos, rodillas, brazos o tratamientos específicos como la disminución de estrías.

Tratamientos capilares

El cabello influye mucho en la confianza de las personas. Un cabello sano, fuerte y bonito mejora la autoestima, y los tratamientos con INDIBA® ayudan a fortalecerlo y regenerarlo.

Nuestros tratamientos capilares aumentan el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno, incrementando la nutrición capilar para:

- Prevenir la caída del cabello
- Reforzar la fibra capilar
- Estimular el nacimiento de nuevos cabellos



Bienestar

Una
experiencia
única y
relajante

Los tratamientos con INDIBA® son relajantes y aportan sensación de bienestar.

La combinación de INDIBA® con técnicas de masaje manual actúa a nivel más profundo, relaja los músculos y aumenta la eliminación de toxinas.

La experiencia única y relajante de los tratamientos con INDIBA® aporta beneficios únicos.

Resultados contrastados

REJUVENECIMIENTO FACIAL

Arrugas y contorno de ojos

1 SESIÓN

Cortesía de:
Centro María Cuevas (Gijón, España)




REJUVENECIMIENTO FACIAL

Doble mentón y efecto lifting

4 SESIONES

Cortesía de:
INDIBA® Japón




REAFIRMACIÓN

Reafirmación de pecho

5 SESIONES

Cortesía de:
Benessere (Argentina)



REAFIRMACIÓN

Reafirmación de glúteos

2 SESIONES

Cortesía de:
Strefa Kobiety (Polonia)



CONTORNO CORPORAL

Abdomen
Reducción de grasa localizada

10 SESIONES

Cortesía de:
Centro de Estética Donna (Bilbao,
España)




REMODELACIÓN CONTORNO

Reducción de la zona celulítica

5 SESIONES

Cortesía de:
Centro María Cuevas (Gijón, España)



ANTI-ENVEJECIMIENTO CORPORAL

Rejuvenecimiento de rodilla

3 SESIONES

Cortesía de:
Strefa Kobiety (Polonia)



TRATAMIENTOS CAPILARES

Redensificación capilar

SESIONES: 1 mes

Cortesía de:
Strefa Kobiety (Polonia)



Formación. INDIBA® Academy

La tecnología INDIBA® es una herramienta para desarrollar un método de trabajo, en el que el techo lo marca cada profesional.


INDIBA® necesita habilidad en la aplicación, siendo muy importante el conocimiento profundo de los fundamentos de la tecnología.

El profesional necesita entender cómo actúa INDIBA®, qué ocurre y cuál es el comportamiento del tejido al paso de la corriente a 448 kHz.

También es esencial conocer los diferentes modos de aplicación y decidir sobre que tejido y a qué temperatura actuar, para conseguir los objetivos propuestos.

Por eso, en INDIBA® creemos firmemente que la formación es un elemento clave y fundamental de nuestro método, para alcanzar la excelencia profesional.

Para seguir brindando este gran valor añadido y ayudaros a crecer en vuestro negocio, hemos desarrollado el Mentorship Program. Un programa formativo a través del cual podréis acceder a los actuales cursos disponibles en INDIBA Academy, y a nuevos cursos con contenido complementario y nuevas temáticas, para ayudar a potenciar al máximo vuestras habilidades y negocio.



La formación,
es la base
para obtener
mejores
resultados

INDIBA® es mucho más que un equipo, es un método de trabajo.

Con nuestro programa de formación, te ayudamos a alcanzar la excelencia y asegurar unos resultados increíbles y duraderos.

El programa de formación se compone de:

- Formaciones iniciales y avanzadas
- Monográfico Anti-envejecimiento
- Monográfico Menopausia
- Monográfico Detox
- Monográfico SPA
- Pack Rapunzel
- Kit Electrodo Premium
- Kit Electrodo Sculpture
- Talleres

Nuestro programa de formación nunca está cerrado, ya que seguimos avanzando en nuevos contenidos y compartiendo nuevos tratamientos a nivel mundial.

Te animamos a convertirte en un experto en la técnica INDIBA® y desarrollar tu negocio con los tratamientos más diferenciadores desde hace más de 39 años en todo el mundo.

Equipos INDIBA®

INDIBA® ofrece herramientas versátiles y efectivas para centros de belleza y bienestar de todo el mundo. La continua innovación y mejora de nuestros productos junto al sólido respaldo científico de nuestra tecnología, nos convierte la opción ideal para los profesionales de la belleza y bienestar en su práctica diaria.

SERIE
EDNA



EDNAONE

Potencia

Cap 350 VA + Res 100 W

Dimensiones

37 X 41 X 16 cm

Peso

6 kg



EDNAPLUS

Potencia

Cap 400 VA + Res 150 W

Dimensiones

54 X 42 X 15 cm

Peso

12 kg



EDNA PRO MAX

Potencia

Cap 500 VA + Res 250 W

Dimensiones

54 X 42 X 15 cm

Peso

12,5 kg

Nuestros accesorios y cremas



- Electrodos Premium
- Placas de retorno
- Electrodos Sculpture
- Experience Pack Rapunzel
- Massagers
- INDIBA® Proionic® Creams
- Backup kit (placa de retorno + mango CAP + mango RES)
- Columna
- Maleta

Especificaciones técnicas

	EDNAONE	EDNAPLUS	EDNA PRO MAX
Frecuencia salida	448 kHz	448 kHz	448 kHz
Máxima potencia de salida en modo resistivo	100 W	150 W	250 W
Máxima potencia de salida en modo capacitivo	350 VA	400 VA	500 VA
Protocolos pre-establecidos	Sí	Sí	Sí
Protocolos personalizados	Sí	Sí	Sí
Cell Boost Technology	Sí	Sí	Sí
TURBO MAX Technology	No	No	Sí
Garantía	2 años	2 años	3 años
Digital Welcome Pack	Sí	Sí	Sí



SEDE CENTRAL
INDIBA® ESPAÑA
indiba@indiba.com

PARA MÁS INFORMACIÓN

C / Moianès, 13 • Pol. Ind. Can Casablanques • 08192 Sant Quirze del Vallès • Barcelona - España
Tel. +34 93 265 55 22 • indiba@indiba.com • www.indiba.com

INDIBA®
revitalizing lives

